



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Objektträger-Versandbehälter rosa, 50 Stck./Pack

30,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rosafarbener Objektträgerhalter für 1 Objektträger, verwendbar als Versandbehälter oder auch als sichere Stapelunterlage.

Einfach und sicher zu verschließen, leichte Entnahme des Objektträgers, kein Verkratzen der Oberfläche.

Ein Spezialmechanismus lässt gestapelte Halter ineinander rasten.

Für Objektträger 76 x 26 mm geeignet, auch mit Deckglas.

Temperaturbeständig von -80°C bis +80°C.

Außenmaße: 89 x 29 x 6 mm (L x B x H)

VE: 50 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1826
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058081
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	rosa
Material	Polystyrol (PS)
Breite	29 mm
Höhe	6 mm
Länge	89 mm
Tiefe	89 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit erweiterbarer Kapazität für den Versand geeignet
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

