



neoLab® Objektträger-Versandbehälter gelb, 50 Stck./Pack

Artikelbilder



Beschreibung

Gelber Objektträgerhalter für 1 Objektträger, verwendbar als Versandbehälter oder auch als sichere Stapelunterlage. Einfach und sicher zu verschließen, leichte Entnahme des Objektträgers, kein Verkratzen der Oberfläche. Ein Spezialmechanismus lässt gestapelte Halter ineinander rasten. Für Objektträger 76 x 26 mm geeignet, auch mit Deckglas. Temperaturbeständig von -80°C bis +80°C. Außenmaße: 89 x 29 x 6 mm (L x B x H)

VE: 50 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1828
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058104
Farbe	gelb
Material	Polystyrol (PS)
Breite	29 mm
Höhe	6 mm
Länge	89 mm
Tiefe	89 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit erweiterbarer Kapazität für den Versand geeignet
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

