



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Objektträger-Kasten aus PC, gelb, zum Einfrieren, für 50 Objektträger

**10,60 €** Ab

**9,77 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Spezial-Gefrierbox für 50 Objektträger, zum Einfrieren empfindlicher Präparate, die bei -20°C gelagert werden müssen. Stapelbar, staubdicht, autoklavierbar.

Aus PC, temperaturbeständig von -130°C bis +130°C.

Für 50 Objektträger 76 x 26 mm.

Farbe: gelb

Maße: 177 x 83 x 32 mm (L x B x H)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-2200
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072060107
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	83 mm
Höhe	32 mm
Länge	177 mm
Tiefe	177 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpverschluss
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

