




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kippkasten- Set aus PC, 3 Behälter

79,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Kippkästen sorgen jederzeit für vollen Überblick

Der Inhalt ist aufgrund des transparenten Kastens aus robustem Polycarbonat sofort zu erkennen. Vollkommene Flexibilität wird beim Befüllen oder Entnehmen des Inhalts geboten: Die Kästen lassen sich spielend leicht nach vorne kippen oder komplett entnehmen.

- Alle Ausführungen mit einer Breite von 60 cm
- Besonders kratzfest
- Einzeln stapelbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1654
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072157203
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	197 mm
Höhe	240 mm
Länge	600 mm
Tiefe	600 mm
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar
Anzahl Schubladen	3

