



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kleinteilemagazin mit 6 Schubladen 175 x 138 x 81 mm

75,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Diese Magazine können einzeln aufgestellt oder an der Wand befestigt.
Mit stabilem Stahlrahmen, hellgrau pulverbeschichtet.
Schubladen aus glasklarem Polystyrol mit großem Griff.

Außenmaße der Magazine

Best.-Nr. 2-1316

16 x 30 x 27 cm (T x B x H)

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------|---|
| Art.-Nr. | 2-1316 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072056063 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | grau transparent (kristallklar) |
| Material | Polystyrol (PS) Stahl pulverbeschichtet |
| Breite | 160 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Länge | 270 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| geeignet für | variable Anwendungen |
| Kästen Eigenschaften | stapel-/zusammensteckbar |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Breite Schublade | 175.0 mm |
| Höhe Schublade | 81.0 mm |
| Länge Schublade | 138.0 mm |

