



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Alu-Korb mittel, 256 x 152 x 152 mm

**44,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ideal zum Spülen und zur Lagerung von Reagenzgläsern!

Leichte, aber besonders haltbare Aluminiumkörbe für viele Anwendungszwecke im Labor.  
Verwendbar in Spülmaschinen und Autoklaven.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-5091
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004309
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Aluminium
Volumen	5.9 l
Breite	152 mm
Form	rechteckig
Höhe	152 mm
Länge	256 mm
Tiefe	256 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-20 °C
Größe (klein, mittel, groß)	mittel

