



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kunststoffkorb 229 x 229 x 229 mm, mit Deckel

53,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zum Aufbewahren, Spülen, Autoklavieren oder Inkubieren von z.B. Reagenz- oder Kulturröhrchen, Petrischalen etc.
Material: Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C
Sehr stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, ineinander stapelbar zu lagern.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-3125
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072035167
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	12 l
Breite	229 mm
Form	quadratisch
Höhe	229 mm
Länge	229 mm
Tiefe	229 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	0 °C
Körbe Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel

