



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




## Linker Drahtkorb aus Edelstahl, 14 x 14 x 14 cm

**41,00 €** Ab

**37,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Feinmaschige Körbe aus Edelstahl zum Lagern und Transportieren. Der 5 mm starke Rahmen sorgt für hohe Stabilität, das 1 mm starke Drahtgewebe hält Einiges aus!

Material: Edelstahl 4301, fein electropoliert

Maschenweite: 8 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LR-0014
Hersteller (Marke)	Linker
alte neoLab ArtikelNr.	E-7021
EAN	4058072288327
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	2.7 l
Breite	140 mm
Form	quadratisch
Höhe	140 mm
Länge	140 mm
Tiefe	140 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-20 °C
Körbe Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit

