



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Linker Drahtkorb aus Edelstahl, 18 x 18 x 18 cm

52,00 € Ab
49,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Feinmaschige Körbe aus Edelstahl zum Lagern und Transportieren. Der 5 mm starke Rahmen sorgt für hohe Stabilität, das 1 mm starke Drahtgewebe hält Einiges aus!

Material: Edelstahl 4301, fein electropoliert

Maschenweite: 8 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LR-0016
Hersteller (Marke)	Linker
alte neoLab ArtikelNr.	E-7023
EAN	4058072288341
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	5.8 l
Breite	180 mm
Form	quadratisch
Höhe	180 mm
Länge	180 mm
Tiefe	180 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-20 °C
Körbe Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit

