



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Flaschentragesystem GL 45, PP, 2,0 L, Gelb

**29,26 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Das System basiert auf einem GL 45 Flaschenadapter, der speziell dafür konzipiert wurde, das Tragegurtsystem sicher um den Flaschenhals zu befestigen. Starke, widerstandsfähige Gurte und Griffe aus rutschhemmendem Material halten die Flasche stets sicher in der gewünschten Position. Einen weiteren Schutz bietet der stoßdämpfende Trageboden aus Silikon. Alle Bestandteile des Flaschen-Tragesystems sind autoklavierbar und können einfach gereinigt werden, selbst wenn sie an der Flasche befestigt sind.

Das **DURAN® GL 45 Flaschen-Tragesystem** ist erhältlich für die folgenden vier Flaschengrößen: 2, 5, 10 und 20 Liter.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-2803
Hersteller (Marke)	DURAN
EAN	4058072364021
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz Gelb
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	2 l
Form	Streifen

