




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Flaschentragesystem GL 45, PP, 2,0 L, Rot

29,26 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das System basiert auf einem GL 45 Flaschenadapter, der speziell dafür konzipiert wurde, das Tragegurtsystem sicher um den Flaschenhals zu befestigen. Starke, widerstandsfähige Gurte und Griffe aus rutschhemmendem Material halten die Flasche stets sicher in der gewünschten Position. Einen weiteren Schutz bietet der stoßdämpfende Trageboden aus Silikon. Alle Bestandteile des Flaschen-Tragesystems sind autoklavierbar und können einfach gereinigt werden, selbst wenn sie an der Flasche befestigt sind.

Das **DURAN® GL 45 Flaschen-Tragesystem** ist erhältlich für die folgenden vier Flaschengrößen: 2, 5, 10 und 20 Liter.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2807
Hersteller (Marke)	DURAN
EAN	4058072364069
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz Rot
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	2 l
Form	Streifen

