



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Laborkorb aus Polypropylen (grau), 43 x 30 x 23 cm (L x B x H), Griffe schwarz

16,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Praktischer Laborkorb aus HDPE mit klappbarem Henkel.

Stapelbar, auch verwendbar als Behälter zum Eintauchen von Glasgeräten in Reinigungslösungen oder zum Trocknen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7010
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069629
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	20 l
Breite	300 mm
Form	rechteckig
Höhe	230 mm
Länge	430 mm
Tiefe	430 mm
TBST MAX	95 °C
TBST MIN	0 °C
Körbe Eigenschaften	mit Griff

