




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Safety-Carrier für Flaschen von 2,5 bis 5 l

129,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Sicherheitsträger für Flaschen mit Säuren, Laugen und Lösungsmitteln.

Hergestellt aus thermoplastischem Elastomer, mit angeformtem Griff.

Belastbar bis zu 50 kg Zug.

Für Temperaturen von -45°C bis +110° C.

Maße Behälter groß, für Flaschen von 2,5 bis 5,0 l:

260 mm T. innen, 180 mm Ø,

420 mm hoch mit Bügel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6530
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008048
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Material	Elastoplast (TPE)
Form	rund
Höhe	260 mm
geeignet für	Flaschen. rund
belastbar bis	50 kg
für Gefäße mit Volumen bis	5000 ml
für Gefäße mit DM bis	180.0 mm
für Typ Flasche	Laborflaschen. rund

