



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Flaschenkorb für 6 x 1 l

99,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Praktischer Tragekorb aus starkem Stahldraht, mit Kunststoff überzogen, zum sicheren Transport von Chemikalienflaschen.

Der feste, stabile Griff und die Fächereinteilung ermöglichen den Transport von mehreren Flaschen gleichzeitig.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2343
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072060640
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Stahl epoxidharzbeschichtet
Breite	236 mm
Breite/innen	210 mm
Form	eckig
Höhe	130 mm
Länge	346 mm
Tiefe	346 mm
geeignet für	Flaschen. eckig Flaschen. rund
Länge innen	315 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1000 ml
für Gefäße mit DM bis	100.0 mm
für Typ Flasche	Laborflaschen. rund Vierkantflaschen

