



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Sicherheitsbox aus EPS für 1 x 100 ml, 100 St./Pack

147,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sicherheitsboxen aus Styropor (EPS) für den Transport von eckigen und runden Glasflaschen.

Schwer entflammbar.

Optimale Ausnutzung des EPS-Zellgerüsts, dadurch hohe Festigkeit.

Kein Aufsaugen von Feuchtigkeit.

Das geringe Gewicht spart Transportkosten.

Wärmeformbeständigkeit bis +80°C.

Best.-Nr. 2-2801

Fassungsvermögen: 1 Flasche

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2801
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069155
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (EPS, Styropor®)
Breite	80 mm
Form	eckig
Höhe	155 mm
Länge	80 mm
Tiefe	80 mm
geeignet für	Flaschen, rund Flaschen, eckig
Körbeigenschaften	mit Verschluss/Deckel
für Gefäße mit Volumen bis	100 ml
für Gefäße mit DM bis	50.0 mm

