



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Sicherheitsbox aus EPS für 1 x 1000 ml

4,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sicherheitsboxen aus Styropor (EPS) für den Transport von eckigen und runden Glasflaschen.

Schwer entflammbar.

Optimale Ausnutzung des EPS-Zellgerüsts, dadurch hohe Festigkeit.

Kein Aufsaugen von Feuchtigkeit.

Das geringe Gewicht spart Transportkosten.

Wärmeformbeständigkeit bis +80°C.

Best.-Nr. 2-2804

Fassungsvermögen: 1 Flasche

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | 2-2804 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072069186 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol (EPS, Styropor®) |
| Breite | 135 mm |
| Form | eckig |
| Höhe | 300 mm |
| Länge | 135 mm |
| Tiefe | 135 mm |
| geeignet für | Flaschen, rund Flaschen, eckig |
| Körbe Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel |
| für Gefäße mit Volumen bis | 1000 ml |
| für Gefäße mit DM bis | 104.0 mm |

