




neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLab® Sicherheitsbox aus EPS für 1 x 2500 ml (139 mm Ø, 300 mm hoch)

**9,72 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Sicherheitsboxen aus Styropor (EPS) für den Transport von eckigen und runden Glasflaschen.

Schwer entflammbar.

Optimale Ausnutzung des EPS-Zellgerüsts, dadurch hohe Festigkeit.

Kein Aufsaugen von Feuchtigkeit.

Das geringe Gewicht spart Transportkosten.

Wärmeformbeständigkeit bis +80°C.

### **Best.-Nr. 2-2805**

**Fassungsvermögen:** 1 Flasche

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-2805
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069193
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (EPS, Styropor®)
Breite	187 mm
Form	eckig
Höhe	380 mm
Länge	187 mm
Tiefe	187 mm
geeignet für	Flaschen, rund Flaschen, eckig
Körbeigenschaften	mit Verschluss/Deckel
für Gefäße mit Volumen bis	2500 ml
für Gefäße mit DM bis	139.0 mm

