



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Blotting-Behälter, PP, 16 x 110 mm ( mit Zubehör) , 5 Stk/Pack

**56,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die neoLab Blottingbehälter aus PP sind die Lösung für optimale Ergebnisse aus Western Blot, Northern Blot und anderen Blottingsystemen.

Je nachdem wie viele Bahnen Blottingpapier gelegt werden sollen, kann ein Behältnis mit den optimal passenden Maßen gewählt werden, die so abgestimmt sind, dass eine Reduzierung der benötigten Antikörper gewährleistet wird. Die Behälter weisen einen Deckel und kleine Noppen am Außenboden für die Stapelung auf.

### **Best.-Nr: 1-1344 bis 1-1346**

Minimieren Sie den Einsatz teurer Antikörper während der Inkubation mit einem optimal dimensionierten Tablett.

Für gängige Midi- und Minigele sind Polypropylen-Trays erhältlich.

Stapelbar, wiederverschließbar, wiederverwendbar und autoklavierbar.

Alle Tablettts verfügen über einen angebrachten Deckel zum Schutz vor Verschütten.

Einbahnige Schalen werden als eine Gruppe von fünf verbundenen Bahnen geliefert; diese können vor der Verwendung leicht in einzelne Bahn getrennt werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-1344
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072177553
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (blau)
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Breite	16 mm
Form	rechteckig
Länge	115 mm
Verschluss- / Deckeigenschaften	geschlossen (anhängend)
Typ Schale, Schüssel, Tiegel	Blottingwanne

