



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Blotting-Behälter, PP, 165 x 165 mm (mit Zubehör), 5 Stk/Pack

193,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Blottingbehälter aus PP sind die Lösung für optimale Ergebnisse aus Western Blot, Northern Blot und anderen Blottingsystemen.

Je nachdem wie viele Bahnen Blottingpapier gelegt werden sollen, kann ein Behältnis mit den optimal passenden Maßen gewählt werden, die so abgestimmt sind, dass eine Reduzierung der benötigten Antikörper gewährleistet wird. Die Behälter weisen einen Deckel und kleine Noppen am Außenboden für die Stapelung auf.

Best.-Nr: 1-1344 bis 1-1346

Minimieren Sie den Einsatz teurer Antikörper während der Inkubation mit einem optimal dimensionierten Tablett.

Für gängige Midi- und Minigele sind Polypropylen-Trays erhältlich.

Stapelbar, wiederverschließbar, wiederverwendbar und autoklavierbar.

Alle Tablettts verfügen über einen angebrachten Deckel zum Schutz vor Verschütten.

Einbahnige Schalen werden als eine Gruppe von fünf verbundenen Bahnen geliefert; diese können vor der Verwendung leicht in einzelne Bahn getrennt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1346
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072173036
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (blau)
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Breite	165 mm
Form	rechteckig
Länge	165 mm
Typ Schale, Schüssel, Tiegel	Blottingwanne
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen (anhängend)

