



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Blotting-Behälter für Midi Blots, PVC, 3er Set

58,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Blottingbehälter aus transparentem PVC, sind die Lösung für optimale Ergebnisse aus Western Blot, Northern Blot und anderen Blottingsystemen.

Je nachdem wie viele Bahnen Blottingpapier gelegt werden sollen, kann ein Behältnis mit den optimal passenden Maßen gewählt werden, die so abgestimmt sind, dass eine Reduzierung der benötigten Antikörper gewährleistet wird. Die Behälter weisen einen Deckel und kleine Noppen am Außenboden für die Stapelung auf.

Best.-Nr: 1-1348

Sets in 2 Größen können für maximale Effizienz bei Western Blots eingesetzt werden.

Verringern Sie das Antikörpervolumen, indem Sie nur die benötigte Schale verwenden.

Sets enthalten Voll- und Halbblot-Trays sowie Single Lane, 2 Lane oder 3 Lane (nur Midi)

Der mitgelieferte Deckel schützt die Proben und ermöglicht das Stapeln.

Alle 15,4 cm lang

- 18,4 cm (3 Stück, inkl. 3 Deckel)
- 8,4 cm (6 Stück)
- 5,8 cm (9 Stück)
- 3,7 cm (12 Stück)
- 2,6 cm (18 Stück)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1348
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072171186
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polyvinylchlorid (PVC, unspezifisch)
steril	Nein
Form	rechteckig
Verschluss- / Deckeigenschaften	aufliegend
Typ Schale, Schüssel, Tiegel	Blottingwanne

