



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene große Sterilisationswannen aus Polypropylen Case of 6 9.5 l

56,00 € Ab
45,17 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ große Sterilisationswannen aus Polypropylen Trocknen und sterilisieren Sie Instrumente und Laborartikel mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ großen Sterilisationswannen aus Polypropylen. Beschreibung: Große Sterilisationswannen sind für das Trocknen und die Sterilisation von Instrumenten und Laborgeräten oder für das Sammeln und Waschen von verschmutzten Laborartikeln nützlich Abmessungen (L x B x H): 361 x 311 x 143 mm (14,25 x 12,25 x 5,675 in.) Höhe (angloamerikanisch): 2,5 Zoll Länge (angloamerikanisch): 10.25. Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Form: Rechteckig Breite (angloamerikanisch): 6.25 in. Autoklavierbar: Autoklavierbar Typ: Sterilisationschale Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1791
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238769001
EAN	4066292480193
Bruttogewicht	3.72
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	9500 ml
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.03900000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

