



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einmal-Wägeschalen weiß, 41 x 41 x 8 mm, 500 St./Pack

34,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flexible Plastik-Wägeschalen aus blauem Kunststoff, für Flüssigkeiten und Feststoffe. Bei hellem Pulver sieht man leicht, ob noch Reste in der Schale sind.

Material: Polystyrol, temperaturbeständig bis 82°C

Antistatisch

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1124
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072031954
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	7 ml
Breite	41 mm
Form	rechteckig
Höhe	8 mm
Länge	41 mm
Tiefe	41 mm
TBST MAX	82 °C
Schalen, Töpfe und Tiegel Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar für die 1xVerwendung antistatisch
Typ Rand	gerader Rand
Typ Schale, Schüssel, Tiegel	Wägeschalen

