



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Wägeschalen Diamantform, schwarz, 25 ml, 71x46x14 mm, 500 Stck./Pack

66,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flexible, antistatische Polystyrol-Wägeschiffchen in Diamantform erleichtern das Ausschütten. Die schwarze Farbe sorgt für besseren Kontrast bei hellem Wägegut.

Das Material PS ist widerstandsfähig gegen schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohol und Laugen. Temperaturbeständig bis 70°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1375
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072032807
Farbe	Schwarz
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	25 ml
Breite	46 mm
Form	diamantförmig
Höhe	14 mm
Länge	71 mm
Tiefe	71 mm
TBST MAX	70 °C
Schalen, Töpfe und Tiegel Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar für die 1xVerwendung
Typ Rand	gerader Rand
Typ Schale, Schüssel, Tiegel	Wägeschalen

