



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Autoklavierwanne, 60 x 30 x 26 cm, mit 180° Deckelöffnung

649,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Behälter aus Edelstahl (X5CrNi1810) für den Transport von z.B. verschmutztem medizinischem Material.

Luftdichter Deckel mit Silikondichtung, hermetisch geschlossen.

Tragegriffe aus Edelstahl mit Silikonbeschichtung.

Halter für Identifikationsschilder.

Luftdichter und auslaufsicherer Verschluss.

Stapelbar.

Autoklavierbar (getrennt autoklavieren).

Genietet Verbindungen, keine Materialveränderungen durch Verschweißungen.

Die polierte Außenwand erleichtert Reinigung und Wartung.

Abgerundete Ecken für mehr Sicherheit.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8186
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072168155
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Silber Blau
Material	Edelstahl
Volumen	37 ml
Breite	300 mm
Breite/innen	260 mm
Form	rechteckig
Höhe	260 mm
Höhe innen	260.0 mm
Länge	600 mm
Länge innen	560 mm
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	autoklavierbar mit Verschluss/Deckel
Typ Wanne/ Box	Autoklavierwanne

