



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Autoklavierwanne, 30 x 30 x 26 cm, tiefgezogen, rostfrei

913,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Behälter aus Edelstahl zur Dampfsterilisation und zur Sterilitätserhaltung während Lagerung und Transport.

- mechanisches, wartungsfreies System mit Ventildeckel
- keine Verbrauchsmaterialien nötig, kein Filterwechsel
- unperforiert: tiefgezogener Edelstahl gewährleistet Auslaufsicherheit
- keine Schweißnähte
- auch geeignet zum Autoklavieren von kritischen Flüssigabfällen

Material: Edelstahl (X5 CrNi 18/9-10)

Zubehör: Flachbeutel aus PP, autoklavierbar (Best.-Nr. 1-7071 ff.)
Biohazard-Autoklaviersäcke (Best.-Nr. 3-1047)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8191
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072042257
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	23.4 l
Breite	300 mm
Breite/innen	260 mm
Form	eckig
Höhe	260 mm
Höhe innen	230.0 mm
Länge	300 mm
Tiefe	300 mm
Länge innen	260 mm
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Griff lebensmittelgeeignet
Ersatzteil	7-8185
Typ Wanne/ Box	Autoklavierwanne

