




neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Transportbehälter Edelstahl, auslaufsicher, 60x30x26 cm

1.066,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Starrer Transportbehälter komplett aus Edelstahl (X5CrNi1810) für den Transport von verschmutztem medizinischem Material.

Entspricht EN ISO 11607-1 und EN 868-8, konform 93/42/EEC – Klasse I.

Luftdichter Deckel mit Silikondichtung, hermetisch geschlossen.

Tragegriffe aus Edelstahl mit Silikonbeschichtung.

2 Halter für Identifikationsschilder aus Aluminium oder Papier.

Originalitätsverschluss möglich durch Halter für Sicherheitssiegel.

Luftdichter und auslaufsicherer Verschluss.

Stapelbar.

Autoklavierbar (getrennt autoklavieren).

Genietete Verbindungen, keine Materialveränderungen durch Verschweißungen.

Die polierte Außenwand erleichtert Reinigung und Wartung.

Abgerundete Ecken für mehr Sicherheit.

Außenmaße: 600 x 300 x 260 mm (L x B x H)

Nutzbare Innenfläche: 560 x 260 x 250 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8180
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072042233
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	46.8 l
Breite	300 mm
Breite/innen	260 mm
Form	eckig
Höhe	260 mm
Höhe innen	250.0 mm
Länge	600 mm
Tiefe	600 mm
Länge innen	560 mm
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Griff lebensmittelgeeignet
Typ Wanne/ Box	Transportwanne/-box

