



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Usbeck Abtropfwanne Edelstahl, 440 x 270 x 27 mm

148,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der ideale Untersatz zum Abstellen von heißen Gegenständen auf dem Labortisch.

Auch für tiefgefrorene Behälter, die langsam auf dem Labortisch auftauen sollen.
In der Wanne wird die Flüssigkeit aufgefangen und kann bei Bedarf entleert werden.
Das Lochblech ist herausnehmbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	UB-0397
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1193
EAN	4058072401986
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	3 l
Breite	270 mm
Form	eckig
Höhe	27 mm
Länge	440 mm
Tiefe	440 mm
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit lebensmittelgeeignet
Typ Wanne/ Box	Abtropfwanne

