



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf IsoRack, für 1,5-mL-/2,0-mL-Gefäße, 4 Racks

155,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

IsoRack, für 1,5-mL-/2,0-mL-Gefäße, 4 Racks - IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakkus) - Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben - Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling - Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität - Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang - Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | VB-2746 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| VGKL Nummer | 296938834 |
| EAN | 4058072672348 |
| Bruttogewicht | 0.623 |
| HSNummer | 39269097 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 0.56100 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

