




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® Eiseimer mit Deckel, ca. 2,5 l, PU, blau**

**160,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Eiseimer aus geschäumtem PU, in einem Stück gefertigt.

- dickwandig mit guten Isoliereigenschaften
- komplett mit Deckel
- geeignet für Eis und Trockeneis sowie für Flüssig-Stickstoff
- Bewährte US-Ausführung

Temperaturbeständig von -196°C bis +100°C

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-6001
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004835
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	268 mm
Farbe	blau
Material	Polyurethan (PU)
Volumen	2.5 l
steril	Nein
Höhe	179 mm
Kältemedium	Eis Flüssigstickstoff Kältemischung Trockeneis
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-196 °C
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel isolierend Rastereinsatz als Zubehör erhältlich

