




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Eiseimer mit Deckel, ca. 2,5 l, PU, rot

**138,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Eiseimer aus geschäumtem PU, in einem Stück gefertigt.

- dickwandig mit guten Isoliereigenschaften
- komplett mit Deckel
- geeignet für Eis und Trockeneis sowie für Flüssig-Stickstoff
- Bewährte US-Ausführung

Temperaturbeständig von -196°C bis +100°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6004
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004859
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	268 mm
Farbe	rot
Material	Polyurethan (PU)
Volumen	2.5 l
steril	Nein
Höhe	179 mm
Kältemedium	Eis Flüssigstickstoff Kältemischung Trockeneis
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-196 °C
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel isolierend Rastereinsatz als Zubehör erhältlich

