



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Leichte Eiswanne ohne Deckel, Vol. 4 l, PVC

Sonderangebot

79,00 €

Normalpreis

98,10 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Eisbehälter zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Handlichkeit aus.

Sie bestehen aus PVC, was die Behälter wesentlich leichter macht, als viele andere auf dem Markt befindlichen Eisbehälter.

Durch eine Temperaturbeständigkeit von -196°C bis 93°C sind die neoLab Eisbehälter vielseitig einsetzbar.

Die grünen Eisbehälter deformieren sich nicht und sind Ideal für den Einsatz von flüssigem Stickstoff, Trockeneis, Alkohol oder Salzlösungen.

Maße:

Länge innen unten: 235 mm

Länge innen oben: 260 mm

Breite innen unten: 150 mm

Breite innen oben: 170 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4993
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072080693
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grün
Material	Polyvinylchlorid (PVC. unspezifisch)
Volumen	4 l
Breite	250 mm
Form	rechteckig
Höhe	127 mm
Länge	350 mm
Tiefe	350 mm
Kältemedium	Eis Trockeneis Flüssigstickstoff
TBST MAX	93 °C
TBST MIN	-196 °C
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	isolierend

