



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Leichte Eiswanne ohne Deckel, Vol. 9 l, PVC

Sonderangebot

113,00 €

Normalpreis

142,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Eisbehälter zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Handlichkeit aus.

Sie bestehen aus PVC, was die Behälter wesentlich leichter macht, als viele andere auf dem Markt befindlichen Eisbehälter.

Durch eine Temperaturbeständigkeit von -196°C bis 93°C sind die neoLab Eisbehälter vielseitig einsetzbar.

Die gelben Eisbehälter deformieren sich nicht und sind Ideal für den Einsatz von flüssigem Stickstoff, Trockeneis, Alkohol oder Salzlösungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4994
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072080709
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	gelb
Material	Polyvinylchlorid (PVC. unspezifisch)
Volumen	9 l
Breite	355 mm
Form	rechteckig
Höhe	120 mm
Länge	450 mm
Tiefe	450 mm
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	isolierend
Kältemedium	Eis Trockeneis Flüssigstickstoff
TBST MAX	93 °C
TBST MIN	-196 °C

