



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine leichter Eiseimer mit Deckel, Vol. 4 l, PVC

Sonderangebot

84,00 €

Normalpreis

105,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Eisbehälter zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Handlichkeit aus.

Sie bestehen aus PVC, was die Behälter wesentlich leichter macht, als viele andere auf dem Markt befindlichen Eisbehälter.

Durch eine Temperaturbeständigkeit von -196°C bis 93°C sind die neoLab Eisbehälter vielseitig einsetzbar.

Die Eisbehälter deformieren sich nicht und sind Ideal für den Einsatz von flüssigem Stickstoff, Trockeneis, Alkohol oder Salzlösungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4995
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072159573
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grün
Material	Polyvinylchlorid (PVC. unspezifisch)
Volumen	4 l
Form	rund
Kältemedium	Eis Trockeneis Flüssigstickstoff
TBST MAX	93°C
TBST MIN	-196°C
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	isolierend

