



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine leichte Eiswanne ohne Deckel, Vol. 9 l, PVC

Sonderangebot

113,00 €

Normalpreis

142,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Eisbehälter zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Handlichkeit aus.

Sie bestehen aus PVC, was die Behälter wesentlich leichter macht, als viele andere auf dem Markt befindlichen Eisbehälter.

Durch eine Temperaturbeständigkeit von -196°C bis 93°C sind die neoLab Eisbehälter vielseitig einsetzbar.

Die Eisbehälter deformieren sich nicht und sind Ideal für den Einsatz von flüssigem Stickstoff, Trockeneis, Alkohol oder Salzlösungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4996
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072158316
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polyvinylchlorid (PVC. unspezifisch)
Volumen	9 l
Breite	365 mm
Breite/innen	315 mm
Form	rechteckig
Höhe	120 mm
Höhe innen	95.0 mm
Länge	440 mm
Kältemedium	Eis Trockeneis Flüssigstickstoff
Länge innen	380 mm
TBST MAX	93 °C
TBST MIN	-196 °C
Schüssel und Wannen Eigenschaften	isolierend

