



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf IsoPack- und IsoRack-Set, für 1,5- /2,0-mL-Gefäße, -21 °C

58,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

IsoPack- und IsoRack-Set, enthält je ein IsoPack und IsoRack, für 1,5-/2,0-mL-Gefäße, -21 °C - IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakku) – Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben – Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling – Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität – Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang, Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang – Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0981
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	296938874
EAN	4058072411220
Bruttogewicht	0.46
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.41400 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.14000 m
Verpackungshöhe	0.08000 m
Verpackungstiefe	0.11000 m
Verpackungsvolumen	2000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

