



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf IsoSafe und IsoPack, enthält 1 IsoSafe und 3 IsoPack, für 0,5-mL-Gefäße, 0 °C

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

IsoSafe und IsoPack, enthält 1 IsoSafe und 3 IsoPack, für 0,5-mL-Gefäße, 0 °C - IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakkus) - Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben - Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling - Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität - Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang - Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2743
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	296938820
EAN	4058072672317
Bruttogewicht	1.2
HSNummer	39269097
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.08000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097

