



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf IsoTherm-System®-Starter-Set, für 1,5-/2,0-mL-Gefäße

**179,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

IsoTherm-System®-Starter-Set, enthält IsoSafe, IsoRack, IsoPack 0 °C und IsoPack -21 °C, für 1,5-/2,0-mL-Gefäße - IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakkus) - Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben - Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling - Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität - Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang - Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-0976
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	296938818
EAN	4058072411183
Bruttogewicht	1.2
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.08000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.22000 m
Verpackungshöhe	0.19000 m
Verpackungstiefe	0.17000 m
Verpackungsvolumen	8000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

