



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf PCR-Cooler 0,2 mL, rosa

Sonderangebot

52,24 €

Normalpreis

64,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

PCR-Cooler 0,2 mL, rosa – Handlingsystem für den Ansatz, den Schutz, den Transport und die Lagerung von empfindlichen Proben – mehr Sicherheit für Ihre Proben – Klar verständliche Temperaturanzeige: Der PCR-Cooler ändert seine Farbe, wenn die Temperatur 7 °C übersteigt – Für PCR-Gefäße wie Reaktionsgefäße, Gefäßstreifen oder Platten für Flexibilität bei der Gefäßauswahl – Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das Kontaminationsrisiko für die Proben – Kühlt eine ganze 96-Well-PCR-Platte mehr als eine Stunde lang bei 0 °C (bei zweistündiger Vorkühlung bei -20 °C) zum Schutz Ihrer Proben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0983
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	296910023
EAN	4058072411237
Bruttogewicht	0.3
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.27000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.14000 m
Verpackungshöhe	0.08000 m
Verpackungstiefe	0.12000 m
Verpackungsvolumen	2000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

