




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® 8-Kanal-Reservoir PP gelb, 10 Stck./Pack

15,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kleinvolumiges, farbiges Reservoir aus Polypropylen für 8-Kanal-Pipetten.

Die Reservoirs können miteinander verbunden werden.

Durch die farblichen Unterschiede können Flüssigkeiten, Reagenzien, Proben und Spülmittel besser identifiziert werden.

Maße:

90 x 20 x 20 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4753
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041229
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
geeignet für	Einkanalpipetten Mehrkanalpipetten
Anzahl Kammern	ohne Kammern
Anzahl Kanäle Pipette	8
Füllmenge	100 ml
Typ Reservoir	Reservoir-Wanne

