



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Moonlab® Reagenz-Reservoir 55 ml, steril, weiß,
PS, einzeln verpackt, 100 Stk**

**129,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Dieses weiße sterile Reagenz-Reservoir ist gut geeignet für das Liquid Handling in keimfreier Umgebung, wie z.B. in sterilen Sicherheitswerkbänken. Wichtig z.B. für die Zellkultur. Erhältlich in 55 ml

- Material: Polystyrol
- einzeln verpackt
- durch Gammastrahlung sterilisiert
- verschiedene Volumina

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0016
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072084943
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
steril	Ja
geeignet für	Einkanalpipetten Mehrkanalpipetten
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	einzeln verpackt
Abbildung	2
Anzahl Kammern	ohne Kammern
Anzahl Kanäle Pipette	8
Art der Sterilität	strahlensteril
Füllmenge	55 ml
Typ Reservoir	Reservoir-Wanne

