



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Moonlab® Reagenz-Reservoir 55ml, 12 Abteile,
gemischte Farben, PVC, 5 x 5 Stk/Pck, (klar,
blau, grün, rot, gelb)**

**18,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Reagenz-Reservoir mit 12 Kanälen. Das Reservoir kann auf beiden Seiten mit Reagenzlösung befüllt werden. Auf der einen Seite ist ein Becken vorhanden, auf der anderen Seite 12 Kanäle. Ideal für Mehr-Kanal Pipetten.

- Material: PVC
- Volumen: 55 ml
- Verpackung: in den Farben klar, blau, grün, rot, gelb

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0018
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072084929
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig) blau grün rot gelb
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
geeignet für	Einkanalpipetten Mehrkanalpipetten
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	beidseitig verwendbar
Anzahl Kammern	12 ohne Kammern
Anzahl Kanäle Pipette	12
Füllmenge	50 ml
Typ Reservoir	Reservoir-Wanne

