



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Pipettierwanne für 8-Kanalpipetten, PS unsteril, 100 St./Pack

**110,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Einmal-Reagenzreservoirs für Mehrkanalpipetten.

Aus weißem PS, unsteril oder steril.

Mit Sammelrinne am Boden für geringeren Reagenzienverlust.

Abgestufte Volumenmarkierungen an der Innenwand.

Stabiler Stand durch verstärkte Seitenwände und verbreiterte Unterseite.

Unsteril zu je 100, steril zu je 5 Stück im Beutel verpackt.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	7-3220
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072038700
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
steril	Nein
geeignet für	Einkanalpipetten Mehrkanalpipetten
Anzahl Kammern	ohne Kammern
Anzahl Kanäle Pipette	8
Füllmenge	6 ml
Typ Reservoir	Reservoir-Schale

