











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Pipettierwanne 50 ml, PS unsteril, 100 (20x5) St./Pack

122,60 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Einmal-Reagenzreservoirs für Mehrkanalpipetten.

Aus weißem PS, unsteril oder steril.

Mit Sammelrinne am Boden für geringeren Reagenzienverlust.

Abgestufte Volumenmarkierungen an der Innenwand.

Stabiler Stand durch verstärkte Seitenwände und verbreiterte Unterseite.

Unsteril zu je 100, steril zu je 5 Stück im Beutel verpackt.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	7-3222
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072038724
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
steril	Nein
geeignet für	Einkanalpipetten Mehrkanalpipetten
Anzahl Kammern	ohne Kammern
Anzahl Kanäle Pipette	8
Füllmenge	50 ml
Typ Reservoir	Reservoir-Wanne

