



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Pipettierwanne 50 ml, PS steril, 100 (20x5) St./Pack

**149,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Einmal-Reagenzreservoirs für Mehrkanalpipetten.

Aus weißem PS, unsteril oder steril.

Mit Sammelrinne am Boden für geringeren Reagenzienverlust.

Abgestufte Volumenmarkierungen an der Innenwand.

Stabiler Stand durch verstärkte Seitenwände und verbreiterte Unterseite.

Unsteril zu je 100, steril zu je 5 Stück im Beutel verpackt.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	7-3224
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072980986
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
steril	Ja
geeignet für	Einkanalpipetten Mehrkanalpipetten
Anzahl Kammern	ohne Kammern
Anzahl Kanäle Pipette	8
Art der Sterilität	strahlensteril
Füllmenge	50 ml
Typ Reservoir	Reservoir-Wanne

