



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Ratiolab Pipettierwanne 100 ml, PS steril, 100 (20x5) St./Pack

136,43 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einmal-Reagenzreservoirs für Mehrkanalpipetten.

Aus weißem PS, unsteril oder steril.

Mit Sammelrinne am Boden für geringeren Reagenzienverlust.

Abgestufte Volumenmarkierungen an der Innenwand.

Stabiler Stand durch verstärkte Seitenwände und verbreiterte Unterseite.

Unsteril zu je 100, steril zu je 5 Stück im Beutel verpackt.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr. | RB-0218 |
| Hersteller (Marke) | Ratiolab |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-3223 |
| EAN | 4058072986155 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol (PS) |
| steril | Ja |
| geeignet für | Einkanalpipetten Mehrkanalpipetten |
| Anzahl Kammern | ohne Kammern |
| Anzahl Kanäle Pipette | 8 |
| Art der Sterilität | strahlensteril |
| Füllmenge | 100 ml |
| Typ Reservoir | Reservoir-Wanne |

