



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reservoir für Mehrkanalpipetten, 10 Stk/Pack

62,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Drei Reservoirs in einem!

- graduiertes Reagenzienreservoir mit max. 50 ml Füllmenge, Graduierung bei 10, 25, 40 und 50 ml
- Pipettenreservoir mit 8 separaten Kammern mit je 5 ml Füllmenge
- Pipettenreservoir mit 12 separaten Kammern mit je 5 ml Füllmenge
- für 8/12-Mehrkanalpipetten

Jede Kammer ist nummeriert.

Material: Chemisch beständiges PP, autoklavierbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-2125
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072038304
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
geeignet für	Einkanalpipetten Mehrkanalpipetten
Schüsseln und Wannen Eigenschaften	beidseitig verwendbar alphanumerisch codiert
Anzahl Kammern	8 12 ohne Kammern
Anzahl Kanäle Pipette	12
Füllmenge	5 ml
Typ Reservoir	Reservoir-Wanne

