



neolab[®] Antistatik-Handschuhe Gr. M Paar

Artikelbilder



Beschreibung

Antistatik-Handschuhe leiten statische Aufladungen ab und reinigen empfindliche Materialien wie z.B. Elektrobauteile von Verunreinigungen. Der spezifische ohmsche Widerstand garantiert, dass keine Lichtbogenbildung entsteht. Für einen sicheren Umgang mit Halbleitern, Kunststoffen und Optiken.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7156
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072045487
Farbe	Weiß
Material	Mikrofaser
steril	Nein
Eigenschaften Handschuhe	latexfrei antistatisch angeraut
Größe	M
Schutzkategorie (PSA)	I Einfache Schutzausrüstung für geringe Gefahren
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex
Größe (klein, mittel, groß)	mittel
Handschuh dient	Produktschutz (Hygiene)
Schutzkleidung zum Schutz von	Hände/ Arme
Typ/ Form Handschuh	5-Finger
beständig gegen	Wasser
mit besonderem Schutz gegen Kälte	Nein

