Deutschland



neoLab® Kettenhandschuh, mittel, rotes Farbband

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

Kurzer Fünffingerhandschuh aus Edelstahl-Ringgeflecht (AISI 316 L) mit Textilband für optimalen Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen.

Leicht und ergonomisch, werden auch unter schwierigsten Arbeitsbedingungen vom Benutzer fast nicht bemerkt.

Der Handschuh ist wendbar und daher beidseitig tragbar. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Das Textilband in Gelenkhöhe hat an beiden Seiten einen Druckknopf und kann in der Weite individuell verstellt werden.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-4298
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072083472
Farbe	silber rot
Material	Edelstahl
steril	Nein
Eigenschaften Handschuhe	mit besonderer mechanischer Belastbarkeit mit besonderer chemikalischer Beständigkeit lebensmittelgeeignet latexfrei extra stark beidhändig tragbar atmungsaktiv antibakteriell
Schutzkategorie (PSA)	II Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren (nicht KAT. I und III)
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex
Größe (klein, mittel, groß)	mittel
Handschuh dient	Personenschutz
Handschuhe bieten Schutz gegen	Schnittwunden Stichwunden
Schutzkleidung zum Schutz von	Hände/ Arme
Stärke/ Gewicht	leicht
Typ/ Form Handschuh	5-Finger
mit besonderem Schutz gegen Kälte	Nein
normiert nach DIN-Norm (DIN EN)	DIN EN 1082-3:2000-06

