




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Armstulpen aus Aramid, bis 200°C, ohne Daumenloch, Paar

37,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Armstulpen aus Aramid ohne Daumenloch.
Schutz gegen Kontakthitze bis 200°C.
Schnittfest, waschbar, doppelt gestrickt.
CE KAT II, EN 407, EN 388.
Länge: 35 cm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-4002
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072050801
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Aramid (Meta-Aramid)
steril	Nein
Länge	35 mm
Eigenschaften Handschuhe	mit besonderem Schutz gegen thermische Risiken latexfrei extra stark extra lang beidhändig tragbar angeraut CE-gekennzeichnet
TBST MAX	200 °C
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex
Handschuh dient	Personenschutz
Handschuhe bieten Schutz gegen	Hitze
Schutzkategorie (PSA)	II Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren (nicht KAT. I und III)
Schutzkleidung zum Schutz von	Hände/ Arme
beständig gegen	Wasser
mit besonderem Schutz gegen Kälte	Nein
normiert nach DIN-Norm (DIN EN)	DIN EN 388:2003-12 DIN EN 407:2004-11

