



## neoLab® Latexhandschuhe, Größe S, weiß

### Artikelbilder



### Beschreibung

Als Handschuh der PSA-Kategorie 3 mit Schutz gegen chemische Gefährdungen ist der BINGOLD Latex 50PLUS besonders für den Einsatz im Labor geeignet und er erfüllt die Anforderungen der Normenreihe EN 374 gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen. Länge: 240 mm Konform mit Verordnung MDR (EU) 2017/745, EN 455, PSA Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420, EN 374 AQL 1.5 PSA-Kategorie III: wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemische Gefährdungen Medizinprodukt Klasse I

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Art.-Nr.                                  | B1-8124        |
| Hersteller (Marke)                        | neoLab         |
| EAN                                       | 4066292689534  |
| Farbe                                     | weiß           |
| Material                                  | Latex          |
| steril                                    | Nein           |
| Länge                                     | 240 mm         |
| Größe                                     | S              |
| Schutzlevel Mikroorganismen (AQL)         | AQL = 1,5      |
| Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe) | Unisex         |
| Größe (klein, mittel, groß)               | klein          |
| Handschuh dient                           | Personenschutz |



## Zusätzliche Informationen